



DERBY ELEPHANT FEET®

FURNITURE RAISERS

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
EN FR DE ES NL



MAX
500 Kg
1,100 lbs



MAXIMUM LOAD PER SET OF 4	MAXIMALES GEWICHT PRO 4ER-SET
POIDS MAXIMUM PAR LOT DE 4	MAXIMAAL GEWICHT PER SET VAN 4
	PESO MÁXIMO POR JUEGO DE 4



EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW
FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS
DE JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN
ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN
NL ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER

Your ELEPHANT FEET® were specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



9 CM

6070/BK - BLACK
6070 - GREY




14 CM



6074/BK - BLACK
6074 - GREY



9 CM



14 CM



A 9 CM Ø*

C 10 CM

E 15 CM

B 16 CM Ø

D 9 CM

F 14 CM



MAXIMUM LEG DIAMETER
DIAMÈTRE DE JAMBE MAXIMUM
MAXIMALER BEINDURCHMESSER
DIÁMETRO MÁXIMO DE PIERNA
MAXIMALE BEENDIAMETER

8.5 CM Ø



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

EC REP

AUTHORISED REPRESENTATIVE:
ADVENA LTD. TOWER BUSINESS
CENTRE, 2ND FLR, TOWER STREET,
SWATAR, BKR 4013 MALTA



MD

IFU-REF 6070/0520-2

PART REF 6070 + 6074 + 6070/BK + 6074/BK

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare



INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO

MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRAUCHSANWEISUNG



- EN** ONLY USE ELEPHANT FEET UNDER STATIC FURNITURE. WEIGHT OF FURNITURE SHOULD BE EVENLY DISTRIBUTED. IF KNOCKED CHECK TO ENSURE STABILITY. CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE. ALWAYS RAISE FURNITURE LEGS BY THE SAME HEIGHT. DO NOT USE ON UNEVEN SURFACES.
- FR** UTILISEZ UNIQUEMENT ELEPHANT FEET SOUS DES MEUBLES STATIQUES. LE POIDS DES MEUBLES DOIT ÊTRE RÉPARTI UNIFORMÉMENT. EN CAS DE CHOC, VÉRIFIEZ LA STABILITÉ. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. SOULEVEZ TOUJOURS LES PIEDS DU MEUBLE DE LA MÊME HAUTEUR. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES INÉGALES.
- DE** VERWENDEN SIE ELEPHANT FEET NUR UNTER STATISCHEN MÖBELN. DAS GEWICHT DER MÖBEL SOLLTE GLEICHMÄßIG VERTEILT SEIN. WENN GEKLOPFT, AUF STABILITÄT PRÜFEN. VOR JEDEM GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. HEBEN SIE DIE MÖBELBEINE IMMER UM DIE GLEICHE HÖHE AN. NICHT AUF UNEBENEN OBERFLÄCHEN VERWENDEN.
- ES** UTILICE SOLO ELEPHANT FEET DEBAJO DE MUEBLES ESTÁTICOS. EL PESO DE LOS MUEBLES DEBE DISTRIBUIRSE DE MANERA UNIFORME. SI SE GOLPEA, VERIFIQUE PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD. VERIFIQUE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO. SIEMPRE LEVANTE LAS PATAS DE LOS MUEBLES A LA MISMA ALTURA. NO UTILIZAR EN SUPERFICIES IRREGULARES.
- NL** GEBRUIK ELEPHANT FEET ALLEEN ONDER STATISCHE MEUBELS. HET GEWICHT VAN DE MEUBELS MOET GELIJKMATIG WORDEN VERDEELD. CONTROLEER BIJ KLOPPEN DE STABILITEIT. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP STABILITEIT. ZET MEUBELPOTEN ALTIJD OP DEZELFDE HOOGTE. NIET GEBRUIKEN OP ONEFFEN OPPERVlakken.

- EN**
1. ENSURE THE NON-SLIP PADS ARE IN PLACE ON TOP OF THE ELEPHANT FEET
 2. PLACE TWO ELEPHANT FEET CLOSE TO THE EXISTING FEET OF THE FURNITURE
 3. CAREFULLY LIFT FURNITURE ON TO THE ELEPHANT FEET
-  **BE CAREFUL NOT TO STRAIN YOURSELF WHEN LIFTING**
4. REPEAT AT THE OTHER SIDE OF THE FURNITURE
 5. ENSURE THAT EACH LEG IS CENTRED ON THE ELEPHANT FEET
-  **TEST FOR STABILITY**
6. IF THE FURNITURE IS MOVED, ENSURE THAT IT IS SECURE BY REPEATING THE ABOVE INSTRUCTIONS

- FR**
1. ASSUREZ-VOUS QUE LES COUSSINETS ANTIDÉRAPANTS SONT EN PLACE SUR LE DESSUS DES PIEDS D'ÉLÉPHANT
 2. PLACEZ DEUX PIEDS D'ÉLÉPHANT PRÈS DES PIEDS EXISTANTS DU MEUBLE
 3. SOULEVEZ SOIGNEUSEMENT LES MEUBLES SUR LE DESSUS DES PIEDS D'ÉLÉPHANT
-  **ATTENTION À NE PAS VOUS FORCER LORS DU LEVAGE**
4. RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ DU MEUBLE
 5. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE JAMBE EST CENTRÉE SUR LES PIEDS D'ÉLÉPHANT
-  **TEST DE STABILITÉ**
6. SI LE MEUBLE EST DÉPLACÉ, ASSUREZ-VOUS QU'IL EST SÉCURISÉ EN RÉPÉTANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS

- DE**
1. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE RUTSCHFESTEN POLSTER AUF DEN ELEFANTENFÜßEN ANGEBRACHT SIND
 2. PLATZIEREN SIE ZWEI ELEFANTENFÜßE NAHE AN DEN VORHANDENEN FÜßEN DER MÖBEL
 3. HEBEN SIE DIE MÖBEL VORSICHTIG AUF DIE ELEFANTENFÜßE
-  **ACHTEN SIE DARAUF, SICH BEIM HEBEN NICHT ZU BELASTEN**
4. WIEDERHOLEN SIE DIES AUF DER ANDEREN SEITE DES MÖBELS
 5. STELLEN SIE SICHER, DASS JEDES BEIN AUF DEN ELEFANTENFÜßEN ZENTRIERT IST
-  **AUF STABILITÄT PRÜFEN**
6. WENN DIE MÖBEL BEWEGT WERDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SICHER SIND, INDEM SIE DIE OBIGEN ANWEISUNGEN WIEDERHOLEN

- ES**
1. ASEGÚRESE DE QUE LAS ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES ESTÉN COLOCADAS ENCIMA DE LAS PATAS DE ELEFANTE
 2. COLOQUE DOS PATAS DE ELEFANTE CERCA DE LOS PIES EXISTENTES DE LOS MUEBLES.
 3. LEVANTE CON CUIDADO LOS MUEBLES SOBRE LOS PIES DE ELEFANTE
-  **TENGA CUIDADO DE NO ESFORZARSE AL LEVANTAR**
4. REPITA EN EL OTRO LADO DE LOS MUEBLES
 5. ASEGÚRESE DE QUE CADA PATA ESTÉ CENTRADA EN LAS PATAS DE ELEFANTE
-  **PRUEBA DE ESTABILIDAD**
6. SI SE MUEVEN LOS MUEBLES, ASEGÚRESE DE QUE ESTÁN SEGUROS REPITIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

- NL**
1. ZORG ERVOOR DAT DE ANTISLIPKUSSENTJES BOVENOP DE OLIFANTENVOETEN ZITTEN
 2. PLAATS TWEE OLIFANTENPOTEN DICHT BIJ DE BESTAANDE POTEN VAN HET MEUBILAIR
 3. TIL HET MEUBILAIR VOORZICHTIG OP DE OLIFANTENPOTEN
-  **PAS OP DAT U ZICH NIET BELAST TIJDENS HET TILLEN**
4. HERHAAL AAN DE ANDERE KANT VAN HET MEUBILAIR
 5. ZORG ERVOOR DAT ELK BEEN IN HET MIDDEN VAN DE OLIFANTENPOTEN STAAT
-  **TEST OP STABILITEIT**
6. ALS HET MEUBILAIR WORDT VERPLAATST, ZORG ER DAN VOOR DAT HET VEILIG IS DOOR DE BOVENSTAANDE INSTRUCTIES TE HERHALEN



CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE REINIGUNGSANWEISUNGEN INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA SCHOONMAAK INSTRUCTIES

PH 5 - 9

WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER
ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE
MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN
LIMPIE CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA JABONOSA.
VEEG AF MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN EEN SOPJE

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)

 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)

UK
CA CE