

- EN** PRACTICAL AND ATTRACTIVE - THE INTEGRATED ARMS ON THE NOBI TOILET SEAT OFFER VALUABLE STABILITY WHEN STANDING UP FROM THE TOILET. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS. ALWAYS CHECK STABILITY BEFORE USE. PERIODICALLY CHECK ALL FIXINGS FOR TIGHTNESS. ONLY USE AS SHOWN.
- FR** PRATIQUES ET ATTRAYANTS - LES BRAS INTÉGRÉS SUR LE SIÈGE DE TOILETTE NOBI OFFRENT UNE STABILITÉ PRÉCIEUSE LORSQUE VOUS VOUS LEVEZ DES TOILETTES. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA STABILITÉ AVANT UTILISATION. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES FIXATIONS. UTILISEZ UNIQUEMENT COMME INDiqué.
- DE** PRAKTISCH UND ATTRAKTIV - DIE INTEGRIERTEN ARME DES NOBI-TOILETTENSITZES BIETEN WERTVOLLE STABILITÄT BEIM AUFSTEHEN VON DER TOILETTE. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / EIGENTÜMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH IMMER DIE STABILITÄT. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG ALLE BEFESTIGUNGEN AUF FESTEN SITZ. NUR WIE ABGEBILDET VERWENDEN.
- IT** PRATICI E ATTRAENTI: I BRACCIOLI INTEGRATI SUL SEDILE DEL WATER NOBI OFFRONO UNA PREZIOSA STABILITÀ QUANDO CI SI ALZA DAL WC. È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE / PROPRIETARIO ESEGUIRE UNA VALUTAZIONE INIZIALE E REGOLARE DEI RISCHI LOCALI. CONTROLLARE SEMPRE LA STABILITÀ PRIMA DELL'USO. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DI TUTTI I FISSAGGI. UTILIZZARE SOLO COME MOSTRATO.
- ES** PRÁCTICO Y ATRACTIVO: LOS BRAZOS INTEGRADOS EN EL ASIENTO DEL INODORO NOBI OFRECEN UNA ESTABILIDAD VALIOSA AL LEVANTARSE DEL INODORO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / PROPIETARIO LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE RIESGO LOCALES INICIALES Y PERIÓDICAS. COMPRUEBE SIEMPRE LA ESTABILIDAD ANTES DE USAR. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE TODAS LAS FIJACIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS. ÚSELO ÚNICAMENTE COMO SE MUESTRA.
- NL** PRAKTISCH EN AANTREKKELIJK - DE GEÏNTEGREERDE ARMEN VAN DE NOBI TOILETZITTING BIEDEN WAARDEVOLLE STABILITEIT BIJ HET OPSTAAN UIT HET TOILET. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER / EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE LOKALE RISICOBEOORDELING UIT TE VOEREN. CONTROLEER ALTIJD DE STABILITEIT VOOR GEBRUIK. CONTROLEER REGELMATIG OF ALLE BEVESTIGINGEN GOED VASTZITTEN. ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS AFGEBEELD.
- PT** PRÁTICO E ATRAENTE - OS BRAÇOS INTEGRADOS NO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO NOBI OFERECEM ESTABILIDADE VALIOSA AO SE LEVANTAR DO VASO SANITÁRIO. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO / PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO LOCAL INICIAL E REGULAR. SEMPRE VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE USAR. VERIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS FIXAÇÕES QUANTO AO APERTO. USE APENAS COMO MOSTRADO.
- DK** PRAKTISK OG ATTRAKTIVT - DE INTEGRERED E ARME PÅ NOBI TOILETSET GIVER VÆRDFULD STABILITET, NÅR MAN REJSE SIG OP FRA TOILETSET. DET ER BRUGERENS / EJERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG LOKAL RISIKOVURDERING. KONTROLLER ALTID STABILITET INDEN BRUG. KONTROLLER MED JÆVNE MELLEMRUM ALLE FASTGØRELSER FOR TÆTHED. BRUG KUN SOM VIST.
- SV** PRAKTISKT OCH ATTRAKTIVT - DE INTEGRERADE ARMARNA PÅ NOBI-TOILETTSITSEN GER VÄRDEFULL STABILITET NÅR DU STÅR UPP FRÅN TOILETSEN. DET ÄR ANVÄNDARENS / ÄGARENS ANSVAR ATT GENOMFÖRA EN FÖRSTA OCH REGELBUNDEN LOKAL RISIKOBEDÖMNING. KONTROLLERA ALLTID STABILITETEN FÖRE ANVÄNDNING. KONTROLLERA REGELBUNDEN ATT ALLA FASTEN ÄR TÄTA. ANVÄND ENDAST SOM VISAT.
- NO** PRAKTISK OG ATTRAKTIVT - DE INTEGRERTE ARMENE PÅ NOBI TOILETSETET GIR VÆRDFULL STABILITET NÅR DU REISER DEG FRA TOILETSET. DET ER BRUKERENS / EIERENS ANSVAR Å FORETA EN INNLEDENDE OG REGELMESSIG LOKAL RISIKOVURDERING. KONTROLLER ALLTID STABILITETEN FØR BRUK. SJEKK MED JEVNE MELLOMROM ALLE FESTER FOR TÆTHET. BRUK BARE SOM VIST.
- FI** KÄYTÄNNÖLLINEN JA HOUKUTTELEVA - NOBI-WC-ISTUIMEN INTEGROIDUT VARRET TARJOAVAT ARVOKASTA VAKAUSTA SEISOAMAN WC: STÄ. KÄYTTÄJÄN / OMISTAJAN VASTUULLA ON SUORITTA A ALKU- JA SÄÄNNÖLLINEN PAIKALLINEN RISKINARVIOINTI. TARKISTA AINA VAKAUS ENNEN KÄYTTÖÄ. TARKISTA SÄÄNNÖLLESTI KAIKKIEN KIINNITYSTEN KIREYS. KÄYTTÄ VAIN KUVAN MUKAISESTI.
- EL** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ - ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΝΟΒΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ / ΚΑΤΟΧΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.



NOBI

CLASSIC TOILET SEAT

FAMILY TOILET SEAT


Welcome to your new Gordon Ellis product.
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.

SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
 EN FR DE IT ES NL PT DK SV NO FI EL

 MAX 125 Kg 275 lbs	MAXIMUM USER WEIGHT	POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR	
	MAXIMALES BENUTZERGEWICHT VAN GEBRUIKER	PESO MASSIMO SOPPORTATO	PESO MÁXIMO DEL USUARIO
	MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKER	PESO MÁXIMO DE USO	MAKS. BRUGERVÆGT
	HÖGSTA ANVÄNDARVIKT	MAKSIMUM BRUKERVEKT	SUURIN KÄYTTÖPAINO
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ			

- EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW
- FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS
- DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN
- IT** QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO
- ES** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN
- NL** ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER
- PT** QUALQUER INCIDENTE SÉRIO QUE OCORRA DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO FABRICANTE - DETALHES DE CONTACTO ABAIXO
- DK** ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUCENTEN - KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR
- SV** ALLA ALLVARLIGA HÄNDELSE SOM INTRÄFFAR UNDER ANVÄNDNING MÅSTE RAPPORTERAS TILL TILLVERKAREN - KONTAKTOPPGIFTER NEDAN
- NO** ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM OPSTÅR UNDER BRUK MÅ RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN - KONTAKTINFORMASJON NEDENFOR
- FI** KAIKISTA KÄYTTÖN AIKANA TAPAHTUNEISTA VAKAVISTA TAPAHTUMISTA ON ILMOITETTAVA VALMISTAJALLE - YHTEYSTIEDOT ALLA
- EL** ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Your NOBI TOILET SEATS were specifically developed by our UK Design Team to make toileting as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



NOBI CLASSIC







NOBI FAMILY

	CLEANING INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE	REINIGUNGSANWEISUNGEN
	ISTRUZIONI PER LA PULIZIA	INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA	SCHOONMAAK INSTRUCTIES
	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA	RENGØRINGSINSTRUKTIONER	RENGØRINGSINSTRUKTIONER
	RENGØRINGSINSTRUKSJONER	PUHDISTUSOHJEET	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- PH 5 - 9**
- EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER. PRODUCT CAN BE AUTOCLAVED
- FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE. LE PRODUIT PEUT ÊTRE AUTOCLAVÉ
- DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN. DAS PRODUKT KANN AUTOKLAVIERT WERDEN
- IT** PULIRE CON UN PANO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA. IL PRODOTTO PUÒ ESSERE AUTOCLAVATO
- ES** LIMPIEJO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN. EL PRODUCTO PUEDE ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE
- NL** AFWENEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER. HET PRODUCT KAN WORDEN GEAUTOCLAVEERD
- PT** RETIRAR COM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO. O PRODUTO PODE SER AUTOCLAVADO
- DK** AFTØRRERES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES
- SV** TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÄLVATTEN. PRODUKTEN KAN AUTOKLAVERAS
- NO** TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN. PRODUKTET KAN AUTOKLAVERES
- FI** PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ. TUOTE VOIDAAN AUTOKLAAVIIVIA
- EL** ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΩΝΕΡΟ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ

DESIGNED & MADE IN THE UK
 BHTA
 7 ABS
 RECYCLING
 WASTE BIN
GORDON ELLIS & CO.
 TRENT LANE
 CASTLE DONINGTON
 DERBY, ENGLAND DE74 2AT
 EC REP
AUTHORISED REPRESENTATIVE
 ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA
 MD
 IFU-REF 62450/1120-1
 PART REF 62450 + 62455

AiBi FIXING INSTRUCTIONS



EN

1. SCREW THE STEEL COLLARS ONTO THE FIXING BRACKET AS SHOWN. IF THE DISTANCE BETWEEN THE TOILET PAN MOUNTING HOLES IS 15,5CM (6") SCREW ON FULLY. IF THE SIZE VARIES, ADJUST THE COLLARS ACCORDINGLY.
2. INSERT THE BOLTS, WITH COLLARS ATTACHED, INTO THE TOILET SEAT, ENSURING THE HEXAGONAL HEADS SIT INSIDE THE CORRESPONDING HEXAGONAL HOLES.
3. INSERT THE BOLTS INTO THE TOILET PAN MOUNTING HOLES, USING THE RUBBER WASHER BETWEEN THE TOILET PAN AND SEAT FIXINGS.
4. FULLY TIGHTEN THE SEAT USING THE REMAINING FIXINGS PROVIDED.
5. CHECK FOR STABILITY BEFORE USE.

FR

1. VISSER LES COLLIERS EN ACIER SUR LE SUPPORT DE FIXATION COMME ILLUSTRÉ. SI LA DISTANCE ENTRE LES TROUS DE MONTAGE DE LA CUVETTE DES TOILETTES EST DE 15,5 CM (6"), VISSÉZ COMPLÈTEMENT. SI LA TAILLE VARIE, AJUSTEZ LES COLLIERS EN CONSÉQUENCE.
2. INSÉREZ LES BOULONS, AVEC LES COLLIERS ATTACHÉS, DANS LE SIÈGE DES TOILETTES, EN VOUS ASSURANT QUE LES TÊTES HEXAGONALES REPOSENT À L'INTÉRIEUR DES TROUS HEXAGONAUX CORRESPONDANTS.
3. INSÉREZ LES BOULONS DANS LES TROUS DE MONTAGE DE LA CUVETTE DES TOILETTES, EN UTILISANT LA RONDELLE EN CAOUTCHOUC ENTRE LA CUVETTE DES TOILETTES ET LES FIXATIONS DU SIÈGE.
4. SERREZ COMPLÈTEMENT LE SIÈGE À L'AIDE DES AUTRES FIXATIONS FOURNIES.
5. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT UTILISATION.

DE

1. SCHRAUBEN SIE DIE STAHLMANSCHETTEN WIE ABGEBILDET AUF DIE BEFESTIGUNGSHALTERUNG. WENN DER ABSTAND ZWISCHEN DEN BEFESTIGUNGSLÖCHERN DER TOILETTENPFANNE 15,5 CM BETRÄGT, SCHRAUBEN SIE IHN VOLLSTÄNDIG AN. WENN DIE GROÖE VARIERT, PASSEN SIE DIE HALSBÄNDER ENTSPRECHEND AN.
2. SETZEN SIE DIE SCHRAUBEN MIT DEN DARAN BEFESTIGTEN KRAGEN IN DEN TOILETTENSITZ EIN UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE SECHSKANTKÖPFE IN DEN ENTSPRECHENDEN SECHSKANTLÖCHERN SITZEN.
3. SETZEN SIE DIE SCHRAUBEN MIT DER GUMMSCHIBE ZWISCHEN DER TOILETTENWANNE UND DEN SITZBEFESTIGUNGEN IN DIE BEFESTIGUNGSLÖCHER DER TOILETTENPFANNE EIN.
4. ZIEHEN SIE DEN SITZ MIT DEN RESTLICHEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGEN FEST AN.
5. VOR GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN.

IT

1. AVVITARE I COLLARI IN ACCIAIO SULLA STAFFA DI FISSAGGIO COME MOSTRATO. SE LA DISTANZA TRA I FORI DI MONTAGGIO DEL VASO È DI 15,5 CM (6"), AVVITARE COMPLETAMENTE. SE LE DIMENSIONI VARIANO, REGOLARE I COLLARI DI CONSEGUENZA.
2. INSERIRE I BULLONI, CON I COLLARI ATTACCATI, NEL SEDILE DEL WATER, ASSICURANDOSI CHE LE TESTE ESAGONALI SI TROVINO ALL'INTERNO DEI CORRISPONDENTI FORI ESAGONALI.
3. INSERIRE I BULLONI NEI FORI DI MONTAGGIO DELLA VASCHETTA DEL WC, UTILIZZANDO LA RONDELLE DI GOMMA TRA LA VASCHETTA DEL WC E GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO DEL SEDILE.
4. STRINGERE COMPLETAMENTE IL SEDILE UTILIZZANDO I RESTANTI FISSAGGI FORNITI.
5. VERIFICARE LA STABILITÀ PRIMA DELL'USO.

ES

1. ATORNILLE LOS COLLARES DE ACERO EN EL SOPORTE DE FIJACIÓN COMO SE MUESTRA. SI LA DISTANCIA ENTRE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE DE LA BANDEJA DEL INODORO ES DE 15,5 CM (6"), ATORNILLELOS COMPLETAMENTE. SI EL TAMAÑO VARÍA, AJUSTE LOS COLLARES EN CONSECUCIA.
2. INSERTE LOS PERNOS, CON LOS COLLARES ADJUNTOS, EN EL ASIENTO DEL INODORO, ASEGURÁNDOSE DE QUE LAS CABEZAS HEXAGONALES SE ASIENTEN DENTRO DE LOS ORIFICIOS HEXAGONALES CORRESPONDIENTES.
3. INSERTE LOS PERNOS EN LOS ORIFICIOS DE MONTAJE DEL INODORO, USANDO LA ARANDELA DE GOMA ENTRE EL INODORO Y LAS FIJACIONES DEL ASIENTO.
4. APRIETE COMPLETAMENTE EL ASIENTO CON LAS FIJACIONES RESTANTES PROPORCIONADAS.
5. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE USAR.

NL

1. SCHROEF DE STALEN KRAGEN OP DE BEVESTIGINGSBEUGEL ZOALS AFGEBEELD. ALS DE AFSTAND TUSSEN DE MONTAGEGATEN VAN DE TOILETPOT 15,5 CM (6") IS, SCHROEF DEZE VOLLEDIG VAST. ALS DE MAAT VARIÉERT, PAS DAN DE KRAGEN DIENOVEREENKOMSTIG AAN.
2. STEEK DE BOUTEN, MET BEVESTIGDE KRAGEN, IN DE TOILETBIL EN ZORG EERVOOR DAT DE ZESKANTKOPPEN IN DE OVEREENKOMSTIGE ZESKANTIGE GATEN ZITZEN.
3. STEEK DE BOUTEN IN DE MONTAGEGATEN VAN DE TOILETPOT MET BEHULP VAN DE RUBBEREN RING TUSSEN DE TOILETPOT EN DE STOELBEVESTIGINGEN.
4. DRAAI DE STOEL VOLLEDIG VAST MET DE OVERIGE MEEGELEVERDE BEVESTIGINGEN.
5. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OP STABILITEIT.

PT

1. APARAFUSE OS COLARES DE AÇO NO SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME MOSTRADO. SE A DISTÂNCIA ENTRE OS ORIFÍCIOS DE MONTAGEM DO VASO SANITÁRIO FOR DE 15,5 CM (6"), APARAFUSE TOTALMENTE. SE O TAMANHO VARIAR, AJUSTE OS COLARES DE ACORDO.
2. INSIRA OS PARAFUSOS, COM OS COLARES FIXADOS, NO ASSENTO DA SANITA, GARANTINDO QUE AS CABEÇAS HEXAGONAIS ASSENTAM NOS ORIFÍCIOS HEXAGONAIS CORRESPONDENTES.
3. INSIRA OS PARAFUSOS NOS ORIFÍCIOS DE MONTAGEM DO VASO SANITÁRIO, USANDO A ARRUELA DE BORRACHA ENTRE O VASO SANITÁRIO E AS FIXAÇÕES DO ASSENTO.
4. APERTE TOTALMENTE A SEDE USANDO AS FIXAÇÕES RESTANTES FORNECIDAS.
5. VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE USAR.

DK

1. SKRU STÅLBÅNDENE PÅ MONTERINGSBESLAGET SOM VIST. HVIS AFSTANDEN MELLEML TOILETSET MONTERINGSHULLER ER 15,5 CM (6"), SKRUES DEN HELT FAST. HVIS STØRRELSLEN VARIERER, SKAL DU JUSTERE KRAGENE I OVERENSSTEMMELSE HERMED.
2. SÆT BOLTENE MED KRAVER FASTGJORT I TOILETSÆDET, OG SØRG FOR, AT DE SEKSKANTEDE HOVEDER SIDDER INDE I DE TILSVARENDE SEKSKANTEDE HULLER.
3. SÆT BOLTENE I MONTERINGSHULLERNE PÅ TOILETPANDEN VED HJÆLP AF GUMMISKIVEN MELLEML TOILETPANDEN OG SÆDEBESLAG.
4. STRAM SÆDET HELT MED DE RESTERENDE MEDFØLGENDE FASTGØRELSE.
5. KONTROLLER FOR STABILITET INDEN BRUG.

SV

1. SKRUV FAST STÅLKRAGEN PÅ FÄSTET ENLIGT BILDEN. OM AVSTÅNDET MELLAN TOALETTPANNANS MONTERINGSHÅL ÄR 15,5 CM (6") SKRUVAS FAST HELT. OM STÖRLEKEN VARIERAR, JUSTERA KRAGEN DÄREFTER.
2. SÄTT IN SKRUVARNAN, MED KRAGE FÄSTA, I TOALETTSITSEN OCH SE TILL ATT DE SEKKANTIGA HUVUDEN SITTER INNE I MOTSVARANDE SEKKANTIGA HÅL.
3. SÄTT IN BULTARNA I TOALETTPANNANS MONTERINGSHÅL MED GUMMIBRICKAN MELLAN TOALETTPANNAN OCH SÄTESFÄSTENA.
4. DRÅ ÅT SÄTET HELT MED ÅTERSTÅENDE FÄSTEN SOM MEDFÖLJER.
5. KONTROLLERA STABILITETEN FÖRE ANVÄNDNING.

NO

1. SKRU STÅLBÅNDENE PÅ FESTEBRACKETEN SOM VIST. HVIS AVSTANDEN MELLOM TOALETTPANNEENS MONTERINGSHULL ER 15,5 CM (6"), SKRU DEN HELT FAST. HVIS STØRRELSLEN VARIERER, KUNN DU JUSTERE KRAGEN TILSVARENDE.
2. SETT INN BOLTENE, MED KRAGER FESTET, I TOALETSET, OG SØRG FOR AT DE SEKSKANTEDE HODENE SITTER INNE I DE TILSVARENDE SEKSKANTEDE HULLENE.
3. SETT INN BOLTENE I MONTERINGSHULLENE PÅ TOALETET, BRUK GUMMISKIVEN MELLOM TOALETET OG SETEFESTE.
4. STRAM SETET HELT MED DE RESTERENDE FESTE SOM FØLGER MED.
5. KONTROLLER STABILITETEN FØR BRUK.

FI

1. RUUVAA TERÄSPANNAT KIINNITYSKANNATTIMEEN KUVAN OSOITTAMALLA TAVALLA. JOS WC-ASTIAN ASENNUSREIKIEN VÄLINEN ETAISYIS ON 15,5 CM (6"), RUUVAA KIINNI JOS KOKO VAHTELEE. SÄÄÄ KAULUKSIA VASTAAVASTI.
2. TYÖNNÄ PULITIT, KIINNITETYT KAULUKSET, WC-ISTUIMEEN VARMISTAEN, ETTÄ KUUSIKULMAISET PÄÄT ISTUVAT VASTAAVIEN KUUSIKULMAISTEN REIKIEN SISÄÄN.
3. TYÖNNÄ PULITIT WC-ASTIAN KIINNITYSREIKIIN KÄYTTÄMÄLLÄ WC-ASTIAN JA ISTUIMEN KIINNIKEIDEN VÄLISTÄ KUMIALUSLEVYÄ.
4. KIRISTÄ ISTUIN KOKONAAN MUKANA OLEVILLA KIINNIKKEILLÄ.
5. TARKISTA VAKAUS ENNEN KÄYTTÖÄ.

EL

1. ΒΙΩΩΤΕ ΤΑ ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΟΛΑΡΑ ΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ. ΕΑΝ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΙΝΑΙ 15,5 CM (6"), ΒΙΩΩΤΕ ΠΛΗΡΩΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΙΚΙΛΜΕΙ, ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ ΚΟΛΑΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ.
2. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ, ΜΕ ΚΟΛΑΡΑ, ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.
3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΑΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΥΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.
4. ΣΦΙΞΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ.
5. ΕΛΕΓΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.