

EN TEST FOR STABILITY BEFORE USE. THE PRODUCT IS DESIGNED FOR USE IN STATIC MODE ONLY. CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID SUDDEN OR UNDUE MOVEMENT DURING USE. **RUBBER FEET CONTAIN LATEX.**

DE VOR GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN STATISCHEN MODUS VORGESEHEN. ES IST DARAUFGU ACHTEN, DASS WÄHREND DES GEBRAUCHS KEINE PLÖTZLICHEN ODER ÜBERMÄßIGEN BEWEGUNGEN AUFTRETEN. **GUMMIFÜSSE ENTHALTEN LATEX.**

IT TESTARE LA STABILITÀ PRIMA DELL'USO. IL PRODOTTO È PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO SOLO IN MODALITÀ STATICA. PRESTARE ATTENZIONE PER EVITARE MOVIMENTI IMPROVVISI O INDEBITI DURANTE L'USO. **I PIEDI IN GOMMA CONTENGONO LATTICE.**

NL TEST VOOR GEBRUIK OP STABILITEIT. HET PRODUCT IS UITSLUITEND ONTWERPEN VOOR GEBRUIK IN STATISCHE MODUS. VOORKOM PLOTSELINGE OF ONNODIGE BEWEGINGEN TIJDENS HET GEBRUIK. **RUBBEREN VOETEN BEVATTEN LATEX.**

FR TESTER LA STABILITÉ AVANT UTILISATION. LE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EN MODE STATIQUE UNIQUEMENT. IL FAUT PRENDRE SOIN D'ÉVITER TOUT MOUVEMENT BRUSQUE OU INDU PENDANT L'UTILISATION. **LES PIEDS EN CAOUTCHOUC CONTIENNENT DU LATEX.**

SE TESTA FÖR STABILITET FÖRE ANVÄNDNING. PRODUKTEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I STATISKT LÄGE. FÖRSIKTIGHET BÖR VIDTAS FÖR ATT UNDVIKA PLÖTSLIG ELLER ONÖDIG RÖRELSE UNDER ANVÄNDNING. **GUMMIFÖTTER INNEHÅLLER LATEX.**

ES PRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE SU USO. EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO EN MODO ESTÁTICO. SE DEBE TENER CUIDADO PARA EVITAR MOVIMIENTOS REPENTINOS O INDEBIDOS DURANTE EL USO. **PIES DE GOMA CONTIENEN LATEX.**


NO TEST FOR STABILITET FØR BRUK. PRODUKTET ER KUN BEREGNET PÅ BRUK I STATISK MODUS. FØRSIKTIGHET BØR UTVISES FOR Å UNNGÅ PLUTSELIG ELLER UNØDVENDIG BEVEGELSE UNDER BRUK. **GUMMIFØT INNEHOLDER LATEX.**

FI TESTAA VAKAUS ENNEN KÄYTTÖÄ. TUOTE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI VAIN STAATTISESSA TILASSA. VARO VÄLTÄMÄÄN ÄKILLISIÄ TAI TARPEETOMIA LIIKKEITÄ KÄYTÖN AIKANA. **KUMIJALAT SISÄLTÄÄN LATEKSIÄ.**

PT TESTE A ESTABILIDADE ANTES DE USAR. O PRODUTO FOI PROJETO PARA USO APENAS NO MODO ESTÁTICO. DEVE-SE TER CUIDADO PARA EVITAR MOVIMENTOS REPENTINOS OU INDEVIDOS DURANTE O USO. **OS PÉS DE BORRACHA CONTÊM LÁTEX.**

EL ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΞΑΦΝΙΚΗΣ Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. **ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΤΕΞ.**

DK TEST FOR STABILITET INDEN BRUG. PRODUKTET ER KUN BEREGNET TIL BRUG I STATISK TILSTAND. DER SKAL UDVISES FØRSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ PLUDSELIG ELLER UNØDIG BEVÆGELSE UNDER BRUG. **GUMMIFØDER INDEHOLDER LATEX.**



BIG JOHN TOILET AID & COMMODE

Welcome to your new Gordon Ellis product.
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.

EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS) - CONTACT DETAILS OVER LEAF

DE JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHT, SOLLTE DEM EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN ÜBER BLATT

IT EVENTUALI INCIDENTI GRAVI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'USO DEVONO ESSERE SEGNALATI AL EC REP - I DETTAGLI DI CONTATTO SULL'ANTA

NL ELK ERNSTIG ONGEVAL DAT ZICH VOORDOET DOOR GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN DE EC REP - CONTACTGEGEVENS VIA BLAD

FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENU LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES SUR LA FEUILLE

SE VARJE ALLVARLIG OLYCKA SOM INTRÄFFAR GENOM ANVÄNDNING SKA RAPPORTERAS TILL EC REP - KONTAKTINFORMATION ÖVER BLAD

ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL EC REP - DETALLES DE CONTACTO EN LA HOJA

NO ENHVER ALVORLIG ULYKKE SOM OPPSTÅR VED BRUK, SKAL RAPPORTERES TIL GORDON ELLIS & CO. - KONTAKTINFORMASJON OVER BLAD

FI KAIKISTA KÄYTÖN KAUTTA TAPAHTUVISTA VAKAVISTA ONNETTOMUUKSISTA TULISI ILMOITAA EC REP - YHTEYSTIEDOT LEHDEN YLI

PT QUALQUER ACIDENTE GRAVE QUE OCORRA ATRAVÉS DO USO DEVE SER RELATADO AO EC REP - DETALHES DE CONTATO NA FOLHA

EL ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ EC REP - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

DK ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC REP - KONTAKTOPPLYSNINGER OVER BLAD



SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
 EN DE IT NL FR SE ES NO FI PT GR DK





MAX WEIGHT MAXIMALGEWICHT PESO MASSIMO MAXIMUM GEWICHT	POIDS MAXIMUM MAX VIKT PESO MÁXIMO MAKS VEKT	ENIMMÄISPAINO PESO MÁXIMO ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ MAKS. VÆGT
---	---	---

Your BIG JOHN TOILET AID & COMMODE was specifically developed to provide a strong adjustable frame and backrest, combined with our big, comfortable BIG JOHN seat. Bringing the benefits of the BIG JOHN to be either used as a Toilet Aid, or a Commode which can be used anywhere. Hopefully making daily living that little bit easier.

Big John Commode Frame & Pan 66250






Big John Commode 66250/SET









CAUTION: THIS PRODUCT CONTAINS NATURAL RUBBER LATEX WHICH MAY CAUSE ALLERGIC REACTIONS.

BHTA UK Healthcare Approved	7 ABS	7 NYLON 66	5 PP	Recycling icons	GORDON ELLIS & CO. TRENT LANE CASTLE DONINGTON DERBY, ENGLAND DE74 2AT	EC REP	AUTHORISED REPRESENTATIVE: ADVENA LTD. TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA
MD	IFU-REF 66250/0921-3		PART REF 66250 + 66250/SET		MADE IN THE USA		





1. ATTACH ONE SIDE ARM TO THE CROSS FRAME WITH THE PROVIDED CLIP, MAKING SURE THE CLIP IS FULLY INSERTED THROUGH THE HOLES.
2. REPEAT FOR THE SECOND SIDE ARM. ENSURE THE MOUNTING PLATE IS FACING UP AND TO THE REAR OF THE FRAME.
3. ATTACH THE LEGS.
4. ATTACH THE BACK REST USING THE BOLT, WASHER AND NUTS PROVIDED. ENSURE THE WASHER SITS FLAT ON THE FRAME.
5. INSERT BUCKET, IF REQUIRED. ENSURE HANDLES ARE OUT OF THE WAY.



1. INSERT THE HINGES THROUGH THE LEFT AND RIGHT SIDE TOILET SEAT AND LID.
2. LOCATE THE RUBBER WASHERS OVER THE HOLES ON THE SUPPORT BRACKET ON THE REAR CROSSBAR.
3. MOUNT THE TOILET SEAT BY LOCATING THE TWO HINGES THROUGH THE HOLES IN THE BRACKET.
4. FINGER TIGHTEN THE WING-NUTS ON TO THE BOLTS MAKING THE BEVEL SIDE IS FACING UP.
5. SECURE THE SEAT USING A SCREWDRIVER. DO NOT OVERTIGHTEN.
6. SLIDE AND CLIP BRACKET COVER INTO POSITION.



CHECK STABILITY BEFORE USE

