



BG

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ПОВДИГАЧИ SUREGRIP НА ТЪВРА ПОД, ПОСТАВЕТЕ ДОСТАВЕНИТЕ ТРИ ЛЕПИЛИНИ КРАЧЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА. АКО КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ СА 8.5 CM ИЛИ ПОВЕЧЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОМПОНЕНТА „БЛОЧЕН АДАПТЕР“. СЛЕДВАЙТЕ (А) ОТЗАД, АКО КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ СА ПО-МАЛКИ ОТ 7 CM ИЛИ ИМАТ КОЛЕЦА. СЛЕДВАЙТЕ (В) ОТЗАД, ЗА ДА ПРОМЕНИТЕ ВИСОЧИНАТА НА „RAISERS“. ПОСТАВЕТЕ РЪКАТА СИ В ОСНОВАТА И Я ЗАВЪРТЕТЕ ДО ЖЕЛАНАТА ВИСОЧИНА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ „РЕЙЗЪРИ“ СА С ЕДНАКВА ВИСОЧИНА. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ „СЪЕДИНИТЕЛНИ РАМЕНА + РАЗПРЪСКВАЩА ГРЕДА“, ПЪРВО СЛЕДВАЙТЕ А ИЛИ В, А СЛЕД ТОВА С ОТЗАД, ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПОВДИГАЧИТЕ ДА СЕ СЪЕДИНЯТ ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВДИГАТИ МЕБЕЛИ - ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ ОТЗАД.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ SUREGRIP РАЙЗЕРИ САМО ПОД СТАТИЧНИ МЕБЕЛИ. ТЕЛОТО НА МЕБЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНО. АКО СЕ УДАРИ, ПРОВЕРТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА. ВИНАГИ ПОВДИГАЙТЕ КРАКАТА НА МЕБЕЛИТЕ НА ЕДНА И СЪЩА ВИСОЧИНА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ. ВНИМАВАЙТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЗАКЛЕЩВАНЕ НА ПРЪСТИ В ПРОЦЕПИТЕ ЗА НАСТРОЙКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ, АКО НАПРЕЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СЪТЪРЧАТ ИЗВЪН ОТПЕЧАТЪКА НА МЕБЕЛИТЕ.

A = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ - НА ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ И В КЛАДЕНЕЦА.
B = ИЗБЪРЪШЕТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ВСЯКА СЕРИОЗНА АВАРИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ПРИ УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕК (КЛИЕНТИ ОТ ЕС)

CS

POKUD POUŽÍVÁTE ZVEDÁKY SUREGRIP NA TVRDÉ PODLAZE, PŘED POUŽITÍM NASAŇTE TŘI DODANÉ LEPÍČÍ NOŽKY. POKUD JSOU NOHY NÁBYTKU 8.5 CM NEBO VÍCE, POUŽIJTE KOMPONENT „BLOCK ADAPTER“. POSTUPOJTE PODLE (A) NA DRUHÉ STRANĚ. POKUD JSOU NOHY NÁBYTKU MENŠÍ NEŽ 7 CM, NEBO JSOU-LI NA DRUHÉ STRANĚ KOLEČKA (B), PRO ZMĚNU VÝŠKY „RAISERS“ POLOŽTE RUKU NA ZÁKLADNU A OTOČTE JI DO POŽADOVANÉ VÝŠKY. ZAJISTĚTE, ABY VŠECHNY „ZVÝŠOVAČE“ BYLY VE STEJNÉ VÝŠCE. POKUD POUŽÍVÁTE „SPOJOVACÍ RAMENA + ROZPĚRNÁ TYČ“, POSTUPOJTE NEJPRVE PODLE A NEBO B A POTÉ C NA DRUHÉ STRANĚ. PŘI POUŽÍVÁNÍ ZVEDNUTÉHO NÁBYTKU SE DOPORUČUJE, ABY BYLY ZVEDÁKY SPOJENY VE SMĚRU POHYBU - VIZ DOPORUČENÍ NA DRUHÉ STRANĚ.

ZVEDÁKY SUREGRIP POUŽÍVEJTE POUZE POD STATICKÝM NÁBYTKEM. HMOTNOST NÁBYTKU BY MĚLA BÝT ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENA. V PŘÍPADĚ KLEPÁNÍ ZKONTROLUJTE STABILITU. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU. VŽDY ZVEDNĚTE NOHY NÁBYTKU O STEJNOU VÝŠKU. NEPOUŽÍVEJTE NA NEROVNÉ POVRCHY. DÁVEJTE POZOR, ABY NEDOŠLO K ZACHYCNĚNÍ PRSTŮ V NASTAVOVACÍCH ŠTĚRBINÁCH. **VAROVÁNÍ:** POSTUPOJTE NEJPRVE PODLE A NEBO B A POTÉ C NA DRUHÉ STRANĚ. PŘI POUŽÍVÁNÍ ZVEDNUTÉHO NÁBYTKU SE DOPORUČUJE, ABY BYLY ZVEDÁKY SPOJENY VE SMĚRU POHYBU - VIZ DOPORUČENÍ NA DRUHÉ STRANĚ.

A = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE - NA HORNÍ PLOŠE A VE STUNĚI.
B = OTRĚTE NEABRAZIVNÍ LÁTKOU A MYDLOVOU VODOU.

JAKÁKOLI VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE PŘI POUŽÍVÁNÍ, BY MĚLA BÝT NAHLÁŠENA EC REP (ZÁKAZNÍCI V EU)

IT

SE SI UTILIZZANO I RIALZI SUREGRIP SU UN PAVIMENTO DURO, MONTARE I TRE PIEDINI ADESVI IN DOTAZIONE PRIMA DELL'USO. SE I PIEDINI DEL MOBILE MISURANO 8.5 CM O PIÙ, UTILIZZARE IL COMPONENTE "ADATTATORE BLOCCO", SEGUIRE (A) SUL RETRO. SE I PIEDINI DEL MOBILE SONO INFERIORI A 7 CM O SONO DOTATI DI ROTELLE, SEGUIRE (B) SUL RETRO. PER MODIFICARE L'ALTEZZA DEI "RIALZI" POSIZIONARE LA MANO NELLA BASE E GIRARLA ALL'ALTEZZA DESIDERATA. ASSICURARSI CHE TUTTI I "RAISERS" ABBIANO LA STESSA ALTEZZA. SE SI UTILIZZA "LINK ARMS + SPREADER BAR", SEGUIRE PRIMA A O B, QUINDI C SUL RETRO. SI CONSIGLIA DI UNIRE LE ALZATE NELLA DIREZIONE DEL MOVIMENTO QUANDO SI UTILIZZANO I MOBILI RIALZATI - VEDERE LE RACCOMANDAZIONI SUL RETRO.

UTILIZZARE I RIALZI SUREGRIP SOLO SOTTO I MOBILI STATICI. IL PESO DEI MOBILI DEVE ESSERE DISTRIBUITO UNIFORMEMENTE. IN CASO DI URTO, VERIFICARE LA STABILITÀ. VERIFICARNE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO. SOLLEVARE SEMPRE LE GAMBE DEI MOBILI ALLA STESSA ALTEZZA. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI IRREGOLARI. FARE ATTENZIONE A EVITARE L'INTRAPPOLAMENTO DELLE DITA NELLE FESSURE DI REGOLAZIONE. **ATTENZIONE:** POTENZIALE PERICOLO DI INCIAMPO SE LE TRAVERSE SPORGONO DALL'INGOMBRO DEL MOBILE.

A = PESO MASSIMO DELL'UTENTE - SULLA SUPERFICIE SUPERIORE E NEL VANO.
B = PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA INSAPONATA.

QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA ATTRAVERSO L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL RAPPRESENTANTE EC (CLIENTI DELL'UE)

i

FR Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicatees recycling and sorting rules

FR NOTICE

GORDON ELLIS & CO

LANGHAM SUREGRIP®

FURNITURE RAISERS, LINK ARMS + SPREADER BAR

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.

Your SUREGRIP® RAISERS were specifically developed by our UK Design Team to make furniture raising as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.

i **Bi** FURNITURE RAISER 60570



ci LINK ARM 60571



Ai BLOCK ADAPTER WITH ADHESIVE PAD



ci SPREADER BAR 60572



A **MAX** 700 kg / 1540 lbs / 110 stone PER SET OF FOUR

B **PH 5 - 9**

i FOR FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE A VIDEO CAN BE VIEWED BY SCANNING THE QR CODE, OR VISITING: GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK/SUREGRIP-2

DESIGNED IN THE UK **BHTA** **5 PP** **MD** **IFU-REF 60570/0524-1** **REF 60570 + 60571 + 60572** **GORDON ELLIS & CO.** TRENT LANE, CASTLE DONINGTON, DERBY, ENGLAND DE74 2AT **MADE IN CHINA** **EC REP** **AUTHORISED REPRESENTATIVE** ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK [gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare) @EllisHealthcare **UK CE**

